


## キャッピング試薬A

### CAP A – 無水酢酸 / ルチジン / テトラヒドロフラン

製品名	キャッピング試薬A 無水酢酸 / ルチジン / テトラヒドロフラン Capping Reagent A Acetic Anhydride/Lutidine/THF
カタログ番号	DN-3304-B
用途	DNA/RNA 合成用
別名	Acetic Anhydride/ Lutidine /THF, Capping Formula A, CAP A,
危険物区分	
国連番号	UN2924

#### 製品規格

外観	無色透明の液体
純度 (GC)	99.9% 以上
水分	50 ppm 以下
密度	0.917 g/ml
沸点	138 °C - 140 °C (無水酢酸)
沸点	144 °C - 142 °C (ルチジン)
沸点	66 °C - 67 °C (THF)
フィルター	0.2 ミクロン GFF
保存	20 °C 以下
使用期限	6 か月 (未開封かつ正しい保管条件下にて)

#### 輸出情報

容量	褐色のガラス瓶 2.5リットル, 4リットル SS安全バレル 25リットル, 50リットル
パッケージ	国連 (UN)認定パッケージ
供給可能量	月に1000リットル - 1200リットル