


キャッピング試薬A

CAP A – PAC - アセトニトリル

製品名	キャッピング試薬A フェノキシ酢酸無水物/ピリジン/アセトニトリル試薬-A1 + 試薬-A2 Capping Reagent A Phenoxy acetic Anhydride/ Pyridine / Acetonitrile Reagent-A1 + Reagent-A2
カタログ番号	DN-3305
用途	DNA/RNA 合成用
別名	Cap A Mild (Phenoxyacetic Anhydride and Pyridine in Acetonitrile, 10:10:80) , CAP A
危険物区分	
国連番号	UN2924

製品規格

外観	無色透明の液体
純度 (GC)	99.9% 以上
水分	50 ppm 以下
密度	0.917 g/ml
沸点	282 °C -285 °C (フェノキシ酢酸無水物)
沸点	114 °C-115 °C (ピリジン)
沸点	81 °C - 82 °C (アセトニトリル)
フィルター	0.2 ミクロン GFF
保存	20 °C 以下
使用期限	6 か月 (未開封かつ正しい保管条件下にて)

輸出情報

容量	褐色のガラス瓶 2.5リットル, 4リットル SS安全バレル 25リットル, 50リットル
パッケージ	国連 (UN) 認定パッケージ
供給可能量	月に1000リットル - 1200リットル