

## キャッピング試薬 B 1

### CAP B1 – 40 % 無水酢酸 / アセトニトリル

製 品 名	キャッピング試薬 B 1 40 % 無水酢酸 / アセトニトリル Capping Reagent B 1 40% Acetic Anhydride / Acetonitrile
カ タ ロ グ 番 号	DN-3306-C
用 途	DNA/RNA 合成用
別 名	Capping Reagent B1 (40% Acetic Anhydride in Acetonitrile)
危 険 物 区 分	
国 連 番 号	UN2924

#### 製品規格

##### 無水酢酸

外 観	無色透明の液体
純 度 (GC)	99.9% 以上
沸 点	138 °C - 140 °C

##### アセトニトリル

外 観	無色透明の液体
純 度 (GC)	99.9% 以上
水 分	10 ppm 以下 (K F による)
沸 点	81 °C - 82 °C

##### CAP-B1 試薬の仕様

外 観	無色透明の液体
無 水 酢 酸	38.0 % - 42.0 %
フ ィ ル タ ー	0.2 ミクロン GFF
密 度	0.9 g / cm <sup>3</sup>
保 存	20 °C 以下
使 用 期 限	6 か月 ( 未開封かつ正しい保管条件下にて)

## 輸出情報

容 量	褐色のガラス瓶 2.5リットル, 4リットル SS安全バレル 25リットル, 50リットル
パ ッ ケ ー ジ	国連 (UN)認定パッケージ
供 給 可 能 量	月に1000リットル - 1200リットル