

キャッピング試薬 B2

CAP B1 - 40 % 無水酢酸 / アセトニトリル

製品名	キャッピング試薬 B2 40 % ピリジン / アセトニトリル Capping Reagent B 2 40% Pyridine / Acetonitrile
カタログ番号	DN-3306-D
用途	DNA/RNA 合成用
別名	Capping Reagent B 2 (40% Pyridine / Acetonitrile) CAP B-2
危険物区分	
国連番号	UN2924

製品規格

ピリジン

外観	無色透明の液体
純度 (GC)	99.9% 以上
水分	50 ppm 以下 (KFによる)
沸点	114 °C - 115 °C

アセトニトリル

外観	無色透明の液体
純度 (GC)	99.9% 以上
水分	10 ppm 以下 (KFによる)
沸点	81 °C - 82 °C

CAP-B2 試薬の仕様

外観	無色透明の液体
ピリジン	38.0 % - 42.0 %
フィルター	0.2 ミクロン GFF
密度	0.9 g / cm ³
保存	20 °C 以下
使用期限	6 か月 (未開封かつ正しい保管条件下にて)

輸出情報

容 量	褐色のガラス瓶 2.5リットル, 4リットル SS安全バレル 25リットル, 50リットル
パ ッ ケ ー ジ	国連 (UN)認定パッケージ
供 給 可 能 量	月に1000リットル - 1200リットル