

デブロッキング試薬

5 % トリクロロ酢酸 / ジクロロメタン・デブロック試薬

| | |
|--------|---|
| 製品名 | デブロッキング試薬 5 % トリクロロ酢酸 / ジクロロメタン Deblock Reagent 5% Trichloroacetic Acid/ Dichloromethane |
| カタログ番号 | DN-3302-B |
| 用途 | DNA/RNA 合成用 |
| 別名 | DMT Removal Reagent, 5% TCA in DCM Deblocking Reagent |
| 危険物区分 |  |
| 国連番号 | UN2922 |

製品規格

トリクロロ酢酸

| | |
|---------|-------------|
| 外観 | 白色結晶の固体 |
| 純度 (滴定) | 99.5% 以上 |
| 融点 | 54°C - 47°C |
| UVによる分析 | 適合 |

ジクロロメタン

| | |
|---------|-------------------|
| 外観 | 無色透明の液体 |
| 純度 (GC) | 99.9% 以上 |
| 水分 | 50 ppm 以下 (KFによる) |
| 沸点 | 39°C - 41°C |

デブロッキング試薬の仕様

| | |
|---------|-------------------------|
| 外観 | 無色液体 |
| トリクロロ酢酸 | 4.75 % - 5.25 % |
| UVによる分析 | 吸光度 0.000 - 0.001 |
| フィルター | 0.2 ミクロン GFF |
| 保存 | 20 °C 以下 |
| 使用期限 | 12 か月 (未開封かつ正しい保管条件下にて) |

輸出情報

| | |
|-----------|--|
| 容 量 | 褐色のガラス瓶 2.5リットル, 4リットル SS安全バレル 25リットル, 50リットル |
| パ ッ ケ ー ジ | 国連 (UN)認定パッケージ |
| 供 給 可 能 量 | 月に1000リットル - 1200リットル |