


## デブロッキング試薬

### 3 % ジクロロ酢酸 / ジクロロメタン・デブロック試薬

|        |   |
|--------|---|
| 製品名    | デブロッキング試薬<br>3 % ジクロロ酢酸 / ジクロロメタン<br>Deblock Reagent<br>3% Dichloroacetic Acid/ Dichloromethane |
| カタログ番号 | DN-3302-C   |
| 用途     | DNA/RNA 合成用   |
| 別名     | DMT Removal Reagent, 3% DCA in DCM  |
| 危険物区分  |                |
| 国連番号   | UN2922  |

#### 製品規格

|        |   |
|--------|---|
| 外観     | 無色液体  |
| 化学式    | $\text{CHCl}_2\text{COOH} / \text{CH}_2\text{Cl}_2$ |
| ジクロロ酢酸 | 2.90 - 3.10 %                                       |
| 水分     | 50 ppm 以下 (KFによる)                                   |
| 密度     | 1.32 g/ml   |
| 沸点     | 193 °C - 194°C (ジクロロ酢酸)                             |
| 沸点     | 40 °C - 41°C (ジクロロメタン)                              |
| フィルター  | 0.2 ミクロン GFF  |
| 保存     | 20 °C 以下  |
| 使用期限   | 12 か月 (未開封かつ正しい保管条件下にて)                             |

#### 輸出情報

|       |  |
|-------|--|
| 容量    | 褐色のガラス瓶 2.5リットル, 4リットル<br>SS安全バレル 25リットル, 50リットル |
| パッケージ | 国連 (UN) 認定パッケージ                                  |
| 供給可能量 | 月に1000リットル - 1200リットル                            |