

核酸合成用試薬

フルオレセイン アミダイトと固相合成用支持担体

6-FAM Glyceryl Support 500Å

6-FAM Icaa CPG (DMT) 500Å

6-FAM phosphoramidite

DMT-5-FAM Icaa CPG 500Å

DMT-5-FAM Phosphoramidite

DMT-6-FAM phosphoramidite

Fluorescein CED phosphoramidite

Fluorescein dT CED phosphoramidite

Fluorescein dT Support 500Å

HEX

Hexachloro-fluorescein cyclohexyl CED phosphoramidite






TET

Tetrachloro-fluorescein cyclohexyl CED phosphoramidite

品名	商品コード	容量	概要	構造式
6-FAM Glyceryl Support 500Å	500Å CPG-N- 9985-05	100 mg, 1 g pack 4 0.2μmol 1.0μmol pack 10 0.2μmol 1.0μmol	<p>輸送上の注意 高温多湿に注意。速やかな輸送が好ましい。</p>	
6-FAM Icaa CPG (DMT) 500Å	500Å CPG-N- 9986-05	100 mg, 1 g pack 4 0.2μmol 1.0μmol pack 10 0.2μmol 1.0μmol	<p>輸送上の注意 高温多湿に注意。速やかな輸送が好ましい。</p>	
6-FAM phosphoramidite	CLP-9777	50 μmol 100 μmol 250 mg	<p>FW 843.94</p> <p>化学式 C₄₆H₅₈N₃O₁₀P</p> <p>輸送上の注意 高温多湿に注意。速やかな輸送が好ましい。</p>	






★ 金額はお問い合わせください。

★ 規格外の容量をご希望の方はお問い合わせください。

品名	商品コード	容量	概要	構造式
DMT-5-FAM Icaa CPG 500Å	500Å CPG- N- 9969-05	100 mg, 1 g pack 4 0.2μmol 1.0μmol pack 10 0.2μmol 1.0μmol	輸送上の注意 高温多湿に注意。速やかな 輸送が好ましい。	
DMT-5-FAM phosphoramidite	CLP-9789	50 μmol 100 μmol 250 mg	FW 1176.33 輸送上の注意 高温多湿に注意。速やかな 輸送が好ましい。	
DMT-6-FAM phosphoramidite	CLP-9780	50 μmol 100 μmol 250 mg	FW 1176.33 輸送上の注意 高温多湿に注意。速やかな 輸送が好ましい。	
Fluorescein CED phosphoramidite	CLP-4282	50 μmol 100 μmol 250 mg	FW 1209.39 化学式 C ₆₇ H ₇₇ N ₄ O ₁₃ PS 輸送上の注意 高温多湿に注意。速やかな 輸送が好ましい。	
Fluorescein dT CED phosphoramidite	CLP-9905	50 μmol 100 μmol 250 mg	FW 1425.56 化学式 C ₇₉ H ₈₉ N ₆ O ₁₇ P 輸送上の注意 高温多湿に注意。速やかな 輸送が好ましい。	

★ 金額はお問い合わせください。

★ 規格外の容量をご希望の方はお問い合わせください。

品名	商品コード	容量	概要	構造式
Fluorescein dT Support 500Å	500Å CPG- N- 5122-05	100 mg, 1 g pack 4 0.2μmol 1.0μmol pack 10 0.2μmol 1.0μmol	<p>輸送上の注意 高温多湿に注意。速やかな 輸送が好ましい。</p>	
HEX	CLP-9778	50 μmol 100 μmol 250 mg	<p>FW 1050.61</p> <p>化学式 $C_{46}H_{52}Cl_6N_3O_{10}P$</p> <p>輸送上の注意 高温多湿に注意。速やかな 輸送が好ましい。</p>	
Hexachloro-fluorescein cyclohexyl CED phosphoramidite	CLP-1527	50 μmol 100 μmol 250 mg	<p>FW 1395.01</p> <p>化学式 $C_{69}H_{72}Cl_6N_3O_{13}P$</p> <p>輸送上の注意 高温多湿に注意。速やかな 輸送が好ましい。</p>	
TET	CLP-9779	50 μmol 100 μmol 250 mg	<p>FW 981.72</p> <p>化学式 $C_{46}H_{54}Cl_4N_3O_{10}P$</p> <p>輸送上の注意 高温多湿に注意。速やかな 輸送が好ましい。</p>	
Tetrachloro-fluorescein cyclohexyl CED phosphoramidite	CLP-1526	50 μmol 100 μmol 250 mg	<p>FW 1326.12</p> <p>化学式 $C_{69}H_{74}Cl_4N_3O_{13}P$</p> <p>輸送上の注意 高温多湿に注意。速やかな 輸送が好ましい。</p>	

★ 金額はお問い合わせください。

★ 規格外の容量をご希望の方はお問い合わせください。