

核酸合成用試薬

TAMRA と ROX




5-TAMRA CED Phosphoramidite

Cocktail for TAMRA

N4 6-TAMRA Cytidine 3'-Icaa CPG 500Å

ROX Icaa CPG 500Å

TAMRA Icaa CPG 500Å

品名	商品コード	容量	概要	構造式
5-TAMRA CED Phosphoramidite	CLP-9066	50 µmol 100 µmol 250 mg	FW 713.33 化学式 C ₃₉ H ₄₈ N ₅ O ₆ P 輸送上の注意 高温多湿に注意。速やかな輸送が好ましい。	
Cocktail for TAMRA	RN-8561	5 ml 10 ml 25 ml	輸送上の注意 高温多湿に注意。速やかな輸送が好ましい。	
N4 6-TAMRA Cytidine 3'-Icaa CPG	500Å CPG-N- 2145-05	100 mg, 1 g pack 4 0.2µmol 1.0µmol pack 10 0.2µmol 1.0µmol	輸送上の注意 高温多湿に注意。速やかな輸送が好ましい。	
ROX Icaa CPG	500Å CPG-N- 2246-05	100 mg, 1 g pack 4 0.2µmol 1.0µmol pack 10 0.2µmol 1.0µmol	輸送上の注意 高温多湿に注意。速やかな輸送が好ましい。	

品名	商品コード	容量	概要	構造式
TAMRA Icaa CPG	500Å CPG-N- 2255-05	100 mg, 1 g pack 4 0.2μmol 1.0μmol pack 10 0.2μmol 1.0μmol	<p>.....</p> <p>輸送上の注意 高温多湿に注意。速やかな輸送が好ましい。</p>	

★ 金額はお問い合わせください。

★ 規格外の容量をご希望の方はお問い合わせください。