





核酸合成用試薬

エテノRNAアミダイトと固相合成用支持担体

Etheno Adenosine 2'-TBDMS	500Å CPG	1000Å CPG	5'- CE Amidite
Etheno Cytidine 2'-TBDMS	500Å CPG	1000Å CPG	5'- CE Amidite

品名	商品コード	容量	概要	構造式
Etheno Adenosine 2'-TBDMS 3'-Icaa CPG	1000Å CPG-N- 9191-10	100 mg, 1 g pack 4 0.2μmol 1.0μmol	輸送上の注意 高温多湿に注意。速やかな輸送が好ましい。	
	500Å CPG-N- 9191-05	pack 10 0.2μmol 1.0μmol		
Etheno Cytidine 2'-TBDMS 3'-Icaa CPG	1000Å CPG-N- 9192-10	100 mg, 1 g pack 4 0.2μmol 1.0μmol	輸送上の注意 高温多湿に注意。速やかな輸送が好ましい。	
	500Å CPG-N- 9192-05	pack 10 0.2μmol 1.0μmol		
Etheno Adenosine phosphoramidite	CLP-9191	100 μmol 250 mg	FW 908.11 化学式 $_{48}H_{62}N_7O_7P$ 輸送上の注意 高温多湿に注意。速やかな輸送が好ましい。	
Etheno Cytidine phosphoramidite	CLP-9192	100 μmol 250 mg	FW 884.08 化学式 $_{47}H_{62}N_5O_8P$ 輸送上の注意 高温多湿に注意。速やかな輸送が好ましい。	

★ 金額はお問い合わせください。

★ 規格外の容量をご希望の方はお問い合わせください。