

核酸合成用試薬

チオール修飾体 アミダイトと固相合成用支持担体

5'-S-trityl-2'-deoxy Cytidine (n-acetyl) 3'-phosphoramidite

5'-Thiol C-6 Disulfide Modifier CED phosphoramidite

5'-Thiol Modifier Hexyl CED phosphoramidite

DMT-C6 Disulfide Icaa CPG 1000Å

DMT-C6 Disulfide Icaa CPG 500Å

品名	商品コード	容量	概要	構造式
5'-S-trityl-2'-deoxy Cytidine (n-acetyl) 3'-phosphoramidite	CLP-8509	100 μmol 250 mg	FW 727.85 輸送上の注意 高温多湿に注意。速やかな輸送が好ましい。	
5'-Thiol C-6 Disulfide Modifier CED phosphoramidite	CLP-8506	100 μmol 250 mg	FW 769.05 化学式 C ₄₂ H ₆₁ N ₂ O ₅ PS ₂ 輸送上の注意 高温多湿に注意。速やかな輸送が好ましい。	
5'-Thiol Modifier Hexyl CED phosphoramidite	CLP-5888	100 μmol 100 mg 250 mg	FW 576.77 化学式 C ₃₄ H ₄₅ N ₂ O ₂ PS 輸送上の注意 高温多湿に注意。速やかな輸送が好ましい。	
DMT-C6 Disulfide Icaa CPG	1000Å CPG-N- 9987-10 500Å CPG-N- 9987-05	100 mg, 1 g pack 4 0.2 μmol 1.0 μmol pack 10 0.2 μmol 1.0 μmol	輸送上の注意 高温多湿に注意。速やかな輸送が好ましい。	

★ 金額はお問い合わせください。

★ 規格外の容量をご希望の方はお問い合わせください。