

核酸合成用試薬





CombiClick (コンビナトリアル クリックケミストリー)

2'-O-Propargyl アミダイトと、固相合成用支持担体

2'-O-propargyl rA (n-bz)	1000Å CPG	500Å CPG	CE Amidite
2'-O-propargyl rC (n-bz)	1000Å CPG	500Å CPG	CE Amidite
2'-O-propargyl rG (n-ibu)	1000Å CPG	500Å CPG	CE Amidite
2'-O-propargyl rU	1000Å CPG	500Å CPG	CE Amidite

品名	商品コード	容量	概要	構造式
2'-O-propargyl Adenosine (n-bz) 3'-Icaa CPG	1000Å CPG-N- 8910-10	pack 4 0.2μmol 1.0μmol	輸送上の注意 高温多湿に注意。速やかな輸送が好ましい。	
	500Å CPG-N- 8910-05	pack 10 0.2μmol 1.0μmol		
2'-O-propargyl Adenosine (n-bz) CED phosphoramidite	ANP-7751	100 μmol 250 mg	FW 911.98 化学式 C ₅₀ H ₅₄ N ₇ O ₈ P 輸送上の注意 高温多湿に注意。速やかな輸送が好ましい。	
2'-O-propargyl Cytidine (n-bz) 3'-Icaa CPG	1000Å CPG-N- 8920-10	pack 4 0.2μmol 1.0μmol	輸送上の注意 高温多湿に注意。速やかな輸送が好ましい。	
	500Å CPG-N- 8920-05	pack 10 0.2μmol 1.0μmol		
2'-O-propargyl Cytidine (n-bz) CED phosphoramidite	ANP-7752	100 μmol 250 mg	FW 887.96 化学式 C ₄₉ H ₅₄ N ₅ O ₉ P 輸送上の注意 高温多湿に注意。速やかな輸送が好ましい。	

- ★ 金額はお問い合わせください。
- ★ 規格外の容量をご希望の方はお問い合わせください。

品名	商品コード	容量	概要	構造式
2'-O-propargyl Guanosine (n-ibu) 3'-Icaa CPG	1000Å CPG- N- 8930-10	100 mg pack 4 0.2μmol 1.0μmol	輸送上の注意 高温多湿に注意。速やかな 輸送が好ましい。	
	500Å CPG- N- 8930-05	pack 10 0.2μmol 1.0μmol		
2'-O-propargyl Guanosine (n-ibu) CED phosphoramidite	ANP-7753	100 μmol 250 mg	FW 893.96	
			化学式 C ₄₇ H ₅₆ N ₇ O ₉ P	
2'-O-propargyl Uridine 3'-Icaa CPG	1000Å CPG- N- 8940-10	100 mg pack 4 0.2μmol 1.0μmol	輸送上の注意 高温多湿に注意。速やかな 輸送が好ましい。	
	500Å CPG- N- 8840-05	pack 10 0.2μmol 1.0μmol		
2'-O-propargyl Uridine CED phosphoramidite	ANP-7754	100 μmol 250 mg	FW 784.83	
			化学式 C ₄₂ H ₄₉ N ₄ O ₉ P	

★ 金額はお問い合わせください。

★ 規格外の容量をご希望の方はお問い合わせください。