

核酸合成用試薬

コンバーチブル・デオキシアミダイト

4-Triazolyl deoxy Uridine CED phosphoramidite

4-Triazolyl Thymidine CED phosphoramidite

品名	商品コード	容量	概要	構造式
4-Triazolyl deoxy Uridine CED phosphoramidite	ANP-9211	100 μ mol 250 mg	FW 781.84	
			化学式 $C_{41}H_{48}N_7O_7P$	
輸送上の注意 高温多湿に注意。速やかな輸送が好ましい。				
4-Triazolyl Thymidine CED phosphoramidite	ANP-9212	100 μ mol 250 mg	FW 795.86	
			化学式 $C_{42}H_{50}N_7O_7P$	
輸送上の注意 高温多湿に注意。速やかな輸送が好ましい。				

★ 金額,規格外の容量をご希望の方はお問い合わせください。