

核酸合成用試薬



3'-デオキシアデノシン アミダイトと固相合成用支持担体

3'-deoxy Adenosine (n-bz)

500Å CPG

1000Å CPG

CE Amidite

品名	商品コード	容量	概要	構造式
3'-deoxy Adenosine (n-bz) 2'-Icaa CPG	1000Å CPG- N-9502-10	100 mg pack 4 0.2μmol, 1.0μmol	輸送上の注意 高温多湿に注意。速やかな輸送が好ましい。	
	500Å CPG- N-9502-05	pack 10 0.2μmol, 1.0μmol		
3'-deoxy Adenosine (n-bz) CED phosphoramidite	ANP-9312	100 μmol	FW 857.93 化学式 C ₄₇ H ₅₂ N ₇ O ₇ P 輸送上の注意 高温多湿に注意。速やかな輸送が好ましい。	

★ 金額はお問い合わせください。

★ 規格外の容量をご希望の方はお問い合わせください。