

核酸合成用試薬

8-オキソアミダイトと固相合成用支持担体

8-Oxo deoxy Adenosine (n-bz)	500Å CPG	1000Å CPG	CE Amidite
8-Oxo deoxy Guanosine (N,N-DMF)	500Å CPG	1000Å CPG	CE Amidite

品名	商品コード	容量	概要	構造式
8-Oxo deoxy Adenosine (n-bz) 3'-Icaa CPG	1000Å CPG-N- 5300-10	100 mg 1 g pack 4	輸送上の注意 高温多湿に注意。速やかな輸送が好ましい。	
	500Å CPG-N- 5300-05	0.2μmol, 1.0μmol pack 10 0.2μmol, 1.0μmol		
8-Oxo deoxy Adenosine (n-bz) CED phosphoramidite	ANP-9301	100 μmol 250 mg	FW 873.93 化学式 C ₄₇ H ₅₂ N ₇ O ₈ P 輸送上の注意 高温多湿に注意。速やかな輸送が好ましい。	
8-Oxo deoxy Guanosine (N,N-DMF) 3'-Icaa CPG	1000Å CPG-N- 9501-10	100 mg 1 g pack 4	輸送上の注意 高温多湿に注意。速やかな輸送が好ましい。	
	500Å CPG-N-9501-05	0.2μmol, 1.0μmol pack 10 0.2μmol, 1.0μmol		
8-Oxo deoxy Guanosine (n,n-DMF) CED phosphoramidite	ANP-9311-2	100 μmol 250 mg	FW 840.90 輸送上の注意 高温多湿に注意。速やかな輸送が好ましい。	

★ 金額はお問い合わせください。

★ 規格外の容量をご希望の方はお問い合わせください。