

核酸合成用試薬

アルファDNAアミダイト






4-Triazolyl deoxy Uridine CED phosphoramidite

4-Triazolyl Thymidine CED phosphoramidite

4-Triazolyl deoxy Uridine CED phosphoramidite

4-Triazolyl Thymidine CED phosphoramidite

4-Triazolyl Thymidine CED phosphoramidite

品名	商品コード	容量	概要	構造式
alpha deoxy Cytidine (n-Ac) CE phosphoramidite	ANP-4676	100 μmol 250 mg	FW 771.84	
			輸送上の注意 高温多湿に注意。速やかな輸送が好ましい。	
DMT alpha deoxy Adenosine (n-bz) CED phosphoramidite	ANP-1651	100 μmol 250 mg	FW 857.93	
			化学式 $C_{47}H_{52}N_7O_7P$ 輸送上の注意 高温多湿に注意。速やかな輸送が好ましい。	
DMT alpha deoxy Cytidine (n-bz) CED phosphoramidite	ANP-1652	100 μmol 250 mg	FW 833.91	
			化学式 $C_{46}H_{52}N_5O_8P$ 輸送上の注意 高温多湿に注意。速やかな輸送が好ましい。	
DMT alpha deoxy Guanosine (n-ibu) CED phosphoramidite	ANP-1653	100 μmol 250 mg	FW 839.92	
			化学式 $C_{44}H_{54}N_7O_8P$ 輸送上の注意 高温多湿に注意。速やかな輸送が好ましい。	
DMT alpha Thymidine CED phosphoramidite	ANP-1654	100 μmol 250 mg	FW 744.81	
			化学式 $C_{40}H_{49}N_4O_8P$ 輸送上の注意 高温多湿に注意。速やかな輸送が好ましい。	

★ 金額,規格外の容量をご希望の方はお問い合わせください。