

核酸合成用試薬

ハロゲン化RNAアミダイトと固相合成用支持担体

| | | | |
|-------------------------|----------|-----------|---------------|
| 5-Bromo Cytidine (n-bz) | 500Å CPG | 1000Å CPG | 3'-CE Amidite |
| 5-Bromo Uridine | 500Å CPG | 1000Å CPG | 3'-CE Amidite |
| 5-Fluoro Uridine | 500Å CPG | 1000Å CPG | 3'-CE Amidite |
| 5-Iodo Cytidine (n-bz) | 500Å CPG | 1000Å CPG | 3'-CE Amidite |
| 5-Iodo Uridine | 500Å CPG | 1000Å CPG | 3'-CE Amidite |
| 8-Bromo Adenosine | 500Å CPG | 1000Å CPG | 3'-CE Amidite |

| 品名 | 商品コード | 容量 | 概要 | 構造式 |
|--|-------------------------|--|---|-----|
| 5-Bromo Cytidine (n-bz) 2'-tBDSilyl 3'-Icaa CPG | 1000Å CPG- N-9844-10 | 100 mg, 1 g pack 4 0.2μmol, 1.0μmol | 輸送上の注意 高温多湿に注意。速やかな 輸送が好ましい。 | |
| | 500Å CPG- N-9844-05 | pack 10 0.2μmol, 1.0 μmol | | |
| 5-Bromo Cytidine CED phosphoramidite | ANP-5648 | 100 μmol 250 mg 500 mg | FW 1043.06 化学式 C ₅₂ H ₆₅ BrN ₅ O ₉ PSi 輸送上の注意 高温多湿に注意。速やかな 輸送が好ましい。 | |
| 5-Bromo Uridine 2'-tBDSilyl 3'-Icaa CPG | 1000Å CPG- N-9818-10 | 100 mg, 1 g pack 4 0.2μmol, 1.0μmol | 輸送上の注意 高温多湿に注意。速やかな 輸送が好ましい。 | |
| | 500Å CPG- N-9818-05 | pack 10 0.2μmol, 1.0 μmol | | |
| 5-Bromo Uridine CED phosphoramidite | ANP-7411 | 100 μmol 250 mg 500 mg | FW 939.94 化学式 C ₄₅ H ₆₀ BrN ₄ O ₉ PSi 輸送上の注意 高温多湿に注意。速やかな 輸送が好ましい。 | |

| 品名 | 商品コード | 容量 | 概要 | 構造式 |
|---|-------------------------|--|--|-----|
| 5-Fluoro Uridine 2'-tBDSilyl 3'-Icaa CPG | 1000Å CPG- N-9832-10 | 100 mg, 1 g pack 4 0.2μmol, 1.0μmol | 輸送上の注意 高温多湿に注意。速やかな 輸送が好ましい。 | |
| | 500Å CPG- N-9832-05 | pack 10 0.2μmol, 1.0 μmol | | |
| 5-Fluoro Uridine CED phosphoramidite | ANP-6154 | 100 μmol 250 mg | FW 879.04 化学式 C ₄₆ H ₆₀ FN ₄ O ₉ PSi 輸送上の注意 高温多湿に注意。速やかな 輸送が好ましい。 | |
| | | | | |
| 5-Iodo Cytidine (n-bz) 2'-tBDSilyl 3'-Icaa CPG | 1000Å CPG- N-9893-10 | 100 mg, 1 g pack 4 0.2μmol, 1.0μmol | 輸送上の注意 高温多湿に注意。速やかな 輸送が好ましい。 | |
| | 500Å CPG- N-9893-05 | pack 10 0.2μmol, 1.0 μmol | | |
| 5-Iodo Cytidine CED phosphoramidite | ANP-7212 | 100 μmol 250 mg | FW 1090.06 化学式 C ₅₂ H ₆₅ IN ₅ O ₉ PSi 輸送上の注意 高温多湿に注意。速やかな 輸送が好ましい。 | |
| | | | | |
| 5-Iodo Uridine 2'-tBDSilyl 3'-Icaa CPG | 1000Å CPG- N-9809-10 | 100 mg, 1 g pack 4 0.2μmol, 1.0μmol | 輸送上の注意 高温多湿に注意。速やかな 輸送が好ましい。 | |
| | 500Å CPG- N-9809-05 | pack 10 0.2μmol, 1.0 μmol | | |

★ 金額はお問い合わせください。

★ 規格外の容量をご希望の方はお問い合わせください。

| 品名 | 商品コード | 容量 | 概要 | 構造式 |
|--|---|---|---|-----|
| 5-Iodo Uridine CED phosphoramidite | ANP-7412 | 100 μmol 250 mg | FW 986.94 化学式 C ₄₅ H ₆₀ IN ₄ O ₉ PSi 輸送上の注意 高温多湿に注意。速やかな輸送が好ましい。 | |
| 8-Bromo Adenosine (n,n-dibuf) 2'-tBDSilyl 3'-Icaa CPG | 1000Å CPG-N-9812-10 500Å CPG-N-9812-05 | 100 mg, 1 g pack 4 0.2μmol, 1.0μmol pack 10 0.2μmol, 1.0 μmol | 輸送上の注意 高温多湿に注意。速やかな輸送が好ましい。 | |
| 8-Bromo Adenosine CED phosphoramidite | ANP-7111 | 100 μmol 250 mg | FW 1102.22 化学式 C ₅₅ H ₇₈ BrN ₈ O ₇ PSi 輸送上の注意 高温多湿に注意。速やかな輸送が好ましい。 | |

★ 金額はお問い合わせください。

★ 規格外の容量をご希望の方はお問い合わせください。