

核酸合成用試薬

ピリミジンの4位置換と、ピリジン-2-オンRNAアミダイトと固相合成用支持担体

4-Thio Uridine CED phosphoramidite			3'-CE Amidite
N4-Ethyl Cytidine	500Å CPG	1000Å CPG	3'-CE Amidite
Pyridine-2-One	500Å CPG	1000Å CPG	3'-CE Amidite

品名	商品コード	容量	概要	構造式
4-Thio Uridine CED phosphoramidite	ANP-8101	100 μmol 250 mg	FW 930.18 化学式 C ₄₈ H ₆₄ N ₅ O ₈ PSSi 輸送上の注意 高温多湿に注意。速やかな輸送が好ましい。	
N4-Ethyl Cytidine 2'-tBDSilyl 3'-Icaa CPG	1000Å CPG-N-9824-10 500Å CPG-N-9824-05	100 mg, 1 g pack 4 0.2μmol, 1.0μmol pack 10 0.2μmol, 1.0 μmol	輸送上の注意 高温多湿に注意。速やかな輸送が好ましい。	
N4-Ethyl Cytidine CED phosphoramidite	ANP-4165	100 μmol 250 mg	FW 888.12 化学式 C ₄₇ H ₆₆ N ₅ O ₈ PSi 輸送上の注意 高温多湿に注意。速やかな輸送が好ましい。	
Pyridine-2-One-2'-tBDSilyl 3'-Icaa CPG	1000Å CPG-N-9020-10 500Å CPG-N-9020-05	100 mg, 1 g pack 4 0.2μmol, 1.0μmol pack 10 0.2μmol, 1.0 μmol	輸送上の注意 高温多湿に注意。速やかな輸送が好ましい。	

★ 金額はお問い合わせください。

★ 規格外の容量をご希望の方はお問い合わせください。

品名	商品コード	容量	概要	構造式
Pyridine-2-One CED phosphoramidite	ANP-8611	100 μmol 250 mg	FW 844.06	
			化学式 C ₄₆ H ₆₂ N ₃ O ₈ PSi	
			輸送上の注意 高温多湿に注意。速やかな 輸送が好ましい。	

★ 金額はお問い合わせください。

★ 規格外の容量をご希望の方はお問い合わせください。