







## 核酸合成用試薬

### P-メチル アミダイト

deoxy Adenosine (n-bz) p-methyl phosphonamidite  
 deoxy Cytidine (n-ibu) p-methyl phosphonamidite  
 deoxy Guanosine (n-ibu) p-methyl phosphonamidite  
 deoxy Inosine p-methyl phosphonamidite  
 deoxy Uridine p-methyl phosphonamidite  
 Thymidine p-methyl phosphonamidite

品名	商品コード	容量	概要	構造式
deoxy Adenosine (n-bz) p-methyl phosphonamidite	ANP-7551	250 mg 500 mg	FW 802.90	
			化学式 $C_{45}H_{51}N_6O_6P$	
			輸送上の注意 高温多湿に注意。速やかな輸送が好ましい。	
deoxy Cytidine (n-ibu) p-methyl phosphonamidite	ANP-7556	250 mg 500 mg	FW 744.86	
			化学式 $C_{41}H_{53}N_4O_7P$	
			輸送上の注意 高温多湿に注意。速やかな輸送が好ましい。	
deoxy Guanosine (n-ibu) p-methyl phosphonamidite	ANP-7553	250 mg 500 mg	FW 784.88	
			化学式 $C_{42}H_{53}N_6O_7P$	
			輸送上の注意 高温多湿に注意。速やかな輸送が好ましい。	
deoxy Inosine p-methyl phosphonamidite	ANP-7558	250 mg 500 mg	FW 699.78	
			化学式 $C_{36}H_{46}N_5O_6P$	
			輸送上の注意 高温多湿に注意。速やかな輸送が好ましい。	

★ 金額,規格外の容量をご希望の方はお問い合わせください。

品名	商品コード	容量	概要	構造式
deoxy Uridine p-methyl phosphonamidite	ANP-7557	250 mg 500 mg	FW 675.75	
			化学式 $C_{37}H_{46}N_3O_7P$	
			輸送上の注意 高温多湿に注意。速やかな輸送が好ましい。	
Thymidine p-methyl phosphonamidite	ANP-7554	250 mg 500 mg	FW 689.78	
			化学式 $C_{38}H_{48}N_3O_7P$	
			輸送上の注意 高温多湿に注意。速やかな輸送が好ましい。	

★ 金額,規格外の容量をご希望の方はお問い合わせください。