



核酸合成用試薬

リバーズ用 DNAアミダイトと固相合成用支持担体

| | | | |
|--------------------------|----------|-----------|----------------|
| 3'-DMT dA (n-bz) | 500Å CPG | 1000Å CPG | 5'- CE Amidite |
| 3'-DMT dC (n-Ac) | 500Å CPG | 1000Å CPG | 5'- CE Amidite |
| 3'-DMT dC (n-bz) | 500Å CPG | 1000Å CPG | 5'- CE Amidite |
| 3'-DMT dG (n-ibu) | 500Å CPG | 1000Å CPG | 5'- CE Amidite |
| 3'-DMT T | 500Å CPG | 1000Å CPG | 5'- CE Amidite |






リバーズ用のDNAアミダイトと固相合成用支持担体の用途

- ・ 3'-3'リンクのDNA合成
- ・ カップリング時間の短縮
- ・ 高いカップリング効率
- ・ 5'末端を選択的に結合する必要がある場合の核酸合成
- ・ 5'末端からスタートして3'末端方向に核酸合成
- ・ 3'末端にコレステロール、3'-ジスルフィド、3'-HEG, 3'-PEGなどを結合する場合でも高純度で核酸合成可能


| 品名 | 商品コード | 容量 | 概要 | 構造式 |
|---|----------------------|---|--|---|
| 3'-DMT deoxy Adenosine (n-bz) 5'-Icaa CPG | 1000Å CPG-N- 3351-10 | 100 mg, 1 g pack 4 0.2μmol, 1.0 μmol | 輸送上の注意 高温多湿に注意。速やかな輸送が好ましい。 |  |
| | 500Å CPG-N- 3351-05 | pack 10 0.2μmol, 1.0 μmol | | |
| 3'-DMT deoxy Adenosine (n-bz) 5'-CED phosphoramidite | ANP-4671 | 250 mg 500 mg 1, 2, 6 g | FW 857.93 化学式 C ₄₇ H ₅₂ N ₇ O ₇ P 輸送上の注意 高温多湿に注意。速やかな輸送が好ましい。 |  |
| 3'-DMT deoxy Cytidine (n-ac) 5'-Icaa CPG | 1000Å CPG-N- 3355-10 | 100 mg, 1 g pack 4 0.2μmol, 1.0 μmol | 輸送上の注意 高温多湿に注意。速やかな輸送が好ましい。 | |
| | 500Å CPG-N- 3355-05 | pack 10 0.2μmol, 1.0 μmol | | |

★ 金額はお問い合わせください。

★ 規格外の容量をご希望の方はお問い合わせください。

| 品名 | 商品コード | 容量 | 概要 | 構造式 |
|---|----------------------|-------------------------------------|---|---|
| 3'-DMT deoxy Cytidine (n-ac) 5'-CED phosphoramidite | ANP-4675 | 250 mg | FW 771.84 | |
| | | 500 mg | | |
| | | 1, 2 g | 輸送上の注意 高温多湿に注意。速やかな輸送が好ましい。 | |
| 3'-DMT deoxy Cytidine (n-bz) 5'-Icaa CPG | 1000Å CPG-N- 3352-10 | 100 mg, 1 g | |  |
| | 500Å CPG-N- 3352-05 | pack 4 0.2μmol, 1.0 μmol | 輸送上の注意 高温多湿に注意。速やかな輸送が好ましい。 | |
| | | pack 10 0.2μmol, 1.0 μmol | | |
| 3'-DMT deoxy Cytidine (n-bz) 5'-CED phosphoramidite | ANP-4672 | 250 mg | FW 833.91 |  |
| | | 500 mg | 化学式 C ₄₆ H ₅₂ N ₅ O ₈ P | |
| | | 1, 2, 6 g | 輸送上の注意 高温多湿に注意。速やかな輸送が好ましい。 | |
| 3'-DMT deoxy Guanosine (n-ibu) 5'-Icaa CPG | 1000Å CPG-N- 3353-10 | 100 mg, 1 g | |  |
| | 500Å CPG-N- 3353-05 | pack 4 0.2μmol, 1.0 μmol | 輸送上の注意 高温多湿に注意。速やかな輸送が好ましい。 | |
| | | pack 10 0.2μmol, 1.0 μmol | | |
| 3'-DMT deoxy Guanosine (n-ibu) 5'-CED phosphoramidite | ANP-4673 | 250 mg | FW 839.92 |  |
| | | 500 mg | 化学式 C ₄₄ H ₅₄ N ₇ O ₈ P | |
| | | 1, 2, 6 g | 輸送上の注意 高温多湿に注意。速やかな輸送が好ましい。 | |
| 3'-DMT Thymidine 5'-Icaa CPG | 1000Å CPG-N- 3354-10 | 100 mg, 1 g | |  |
| | 500Å CPG-N- 3354-05 | pack 4 0.2μmol, 1.0 μmol | 輸送上の注意 高温多湿に注意。速やかな輸送が好ましい。 | |
| | | pack 10 0.2μmol, 1.0 μmol | | |

★ 金額,規格外の容量をご希望の方はお問い合わせください。

| 品名 | 商品コード | 容量 | 概要 | 構造式 |
|--|----------|-------------------------------|---|---|
| 3'-DMT Thymidine 5'-CED phosphoramidite | ANP-4674 | 250 mg 500 mg 1, 2, 6 g | FW 744.81 |  |
| | | | 化学式 C ₄₀ H ₄₉ N ₄ O ₈ P | |
| | | | 輸送上の注意 高温多湿に注意。速やかな輸送が好ましい。 | |

- ★ 金額はお問い合わせください。
- ★ 規格外の容量をご希望の方はお問い合わせください。