




| 品名 | 商品コード | 容量 | 概要 | 構造式 |
|--|----------------------|---|---|-----|
| 2'-tBDSilyl Cytidine (n-bz) 3'-Icaa CPG | 2000Å CPG-N- 6102-10 | 100 mg, 1 g 1 col: 10 μmol, 15 μmol | 輸送上の注意 高温多湿に注意。速やかな輸送が好ましい。 | |
| | 1000Å CPG-N- 6102-10 | pack 4 40 nmol, 0.2 μmol, 1.0 μmol | | |
| | 500Å CPG-N-6102-05 | pack 10 40 nmol, 0.2 μmol, 1.0 μmol | | |
| 2'-tBDSilyl Cytidine (n-bz) CED phosphoramidite | ANP-5672 | 250 mg | FW 964.17 | |
| | | 500 mg | 化学式 C ₅₂ H ₆₆ N ₅ O ₉ PSi | |
| | | 1 g 2 g | 輸送上の注意 高温多湿に注意。速やかな輸送が好ましい。 | |
| 2'-tBDSilyl Guanosine (n-ibu) 3'-Icaa CPG | 2000Å CPG-N- 6103-10 | 100 mg, 1 g 1 col: 10 μmol, 15 μmol | 輸送上の注意 高温多湿に注意。速やかな輸送が好ましい。 | |
| | 1000Å CPG-N- 6103-10 | pack 4 40 nmol, 0.2 μmol, 1.0 μmol | | |
| | 500Å CPG-N-6103-05 | pack 10 40 nmol, 0.2 μmol, 1.0 μmol | | |
| 2'-tBDSilyl Guanosine (n-ibu) CED phosphoramidite | ANP-5673 | 250 mg | FW 970.18 | |
| | | 500 mg | 化学式 C ₅₀ H ₆₈ N ₇ O ₉ PSi | |
| | | 1 g 2 g | 輸送上の注意 高温多湿に注意。速やかな輸送が好ましい。 | |
| 2'-tBDSilyl Uridine 3'-Icaa CPG | 2000Å CPG-N- 6104-10 | 100 mg, 1 g 1 col: 10 μmol, 15 μmol | 輸送上の注意 高温多湿に注意。速やかな輸送が好ましい。 | |
| | 1000Å CPG-N- 6104-10 | pack 4 40 nmol, 0.2 μmol, 1.0 μmol | | |
| | 500Å CPG-N-6104-05 | pack 10 40 nmol, 0.2 μmol, 1.0 μmol | | |

★ 金額はお問い合わせください。

★ 規格外の容量をご希望の方はお問い合わせください。

| 品名 | 商品コード | 容量 | 概要 | 構造式 |
|--|----------|--------------------------------|---|--|
| 2'-tBDSilyl Uridine CED phosphoramidite | ANP-5674 | 250 mg 500 mg 1 g 2 g | FW 861.05 |  |
| | | | 化学式 C ₄₅ H ₆₁ N ₄ O ₉ PSi | |
| 2'-tBDSilyl Adenosine (n-acetyl) CED phosphoramidite | ANP-4546 | 250 mg 500 mg 1 g 2 g | FW 926.12 |  |
| | | | 化学式 C ₄₈ H ₆₄ N ₇ O ₈ PSi | |
| 2'-tBDSilyl Guanosine (n-acetyl) CED phosphoramidite | ANP-4547 | 250 mg 500 mg 1 g 2 g | FW 942.12 |  |
| | | | 化学式 C ₄₈ H ₆₄ N ₇ O ₉ PSi | |

★ 金額はお問い合わせください。

★ 規格外の容量をご希望の方はお問い合わせください。